

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(13.07.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8818061	Anti CD20 Tedavi Takibi, Kemik İliği						X				
2	C8818060	Anti CD20 Tedavi Takibi, Tam Kan						X				
3	C8818062	Anti CD20 Tedavi Takibi, Vücut Sıvıları						X				
4	C8925686	Lenfosit Alt Grupları Tam Kan						X				
5	C8925687	Lenfosit Alt Grupları Kemik İliği						X				
6	C8925688	Lenfosit Alt Grupları Vücut Sıvıları						X				
7	C8636107	PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli						X				
8	C8818064	Primer İmmün Yetmezlik Paneli						X				
9	C8202406	Paliperidone									X	
10	C8616113	Fibrozis-4 (FIB-4) Skoru							X			

1	Anti CD20 Tedavi Takibi, Kemik İliği			
	Test Kodu : 8818061 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.				

2	Anti CD20 Tedavi Takibi, Tam Kan			
	Test Kodu : 8818060 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.				

3	Anti CD20 Tedavi Takibi, Vücut Sıvıları			
	Test Kodu : 8818062 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.				

4	Lenfosit Alt Grupları, Periferik Kan Test Kodu : 8925686 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır.				
Tam Kan (EDTA) Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

5	Lenfosit Alt Grupları, Kemik İliği Test Kodu : 8925687 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır.				
Kemik İliği Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

6	Lenfosit Alt Grupları, Vücut Sıvıları Test Kodu : 8925688 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bulunmaktadır.				
Biyolojik Sıvı Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

7	PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli Test Kodu : 8636107 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.				
Tam Kan (EDTA) Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.				

8	Primer İmmün Yetmezlik Paneli Test Kodu : 8818064 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak		
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak (CBC)	5mL	18-24°C
Ek Bilgiler				
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.				

9	Paliperidone Test Kodu : 8202406 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : LC-MS/MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelsiz Tüp	1mL	2-8°C

10

Fibrozis-4 (FIB-4) Skoru

Test Kodu : **8616113** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum ve EDTA Tam Kan	Jelli Tüp + EDTA	2mL	2-8°C